

TAZA 350ml. 200X96mm

(archivo de 206x102mm con sangrado)

— Línea de sangrado (3mm)

— Línea de corte (Tamaño final)

— Margen de seguridad. Zona tranquila. (4mm)

- - - Línea de centros (vista frontal y vistas laterales)



Inserta o crea tu diseño

(El fondo o las imágenes deben extenderse hasta el área de sangrado para evitar bordes blancos tras el corte. El sangrado es el margen que se elimina al recortar el producto siguiendo las líneas de corte.)



Elimina las instrucciones de la plantilla y todas las líneas excepto la azul de sangrado



Exporta el PDF o JPG